

XLED™, l'Éclairage Opératoire Sur-Mesure

Chaque spécialité médicale a des besoins bien spécifiques. La conception modulaire de l'éclairage opératoire XLED™ et les multiples produits complémentaires permettent de créer une solution architecturale unique et sur-mesure qui répond précisément à vos besoins actuels et futurs.

Le Saviez-Vous ?

Conçues et développées par STERIS, les suspensions XTND® permettent une multitude de configurations et de solutions personnalisables et évolutives : à tout moment après l'installation, vous pouvez ajouter un ou plusieurs axes supplémentaires en fonction de vos besoins. Simples à installer, elles s'adaptent à vos besoins pour vous offrir toujours plus de confort et de modularité.



1. Choisissez votre suspension

- Choix de la hauteur (suspensions courtes pour plafonds bas)
- Choix de la longueur de bras (bras longs pour salles hybrides)
- Installation centrale ou déportée, jusqu'à 5 bras



2. Choisissez le nombre de spots et de coupoles



1 spot



2 spots




3 spots



4 spots

Du 1 au 4 spots et jusqu'à 3 coupoles sur un ancrage
Diamètre de tache fixe ou réglable

Concevez Votre Futur Éclairage



En choisissant le nombre de coupoles et de spots, puis en variant l'intensité et les températures de couleur, vous créez une solution d'éclairage parfaitement adaptée à chaque situation.



3. Choisissez la température de couleur : fixe ou variable



4 400 K



3 500 K - 4 000 K
4 500 K - 5 000 K

4. Ajoutez caméras et écrans



Poignée HD caméra



Bras ressort et
support-écran
simple ou double



Ecrans disponibles en
HD ou 4K
de 31" à 65"